

Hebei Titans Hongsen Medical Technology Co., Ltd. – это производственное предприятие с многолетним опытом производства одноразового защитного оборудования, в котором работает более 400 сотрудников. Завод расположен в городе Нангонг, провинция Хэбэй. Он был построен и введен в эксплуатацию с множеством передовых на международном уровне цехов по производству энергосберегающих, экологически чистых материалов и цехов по производству перчаток без пыли с концепциями бережливого производства. Hebei Titans Hongsen Medical Technology Co., Ltd. в настоящее время в основном производит одноразовые защитные изделия, такие как одноразовые нитриловые перчатки, беспыльные нитриловые перчатки и одноразовые перчатки из ПВХ. Прошел сертификацию системы менеджмента качества ISO9001: 2008, сертификацию системы менеджмента качества медицинского оборудования EN ISO13485: 2012, сертификацию системы экологического менеджмента ISO 14001: 2004, сертификацию системы менеджмента профессионального здоровья BS OHSAS 18001: 2007 и получил сертификат 510К, выданный FDA, Европейский Союз CE (93/42 / EEC) и другие стандартные системные сертификаты. Его продукция экспортируется в более чем 40 стран и регионов, таких как США, Германия, Франция, Великобритания, Бразилия, и завоевала согласие клиентов в стране и за рубежом благодаря отличному качеству продукции.



## Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные «AIM-X» в вариантах исполнения

1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные «AIM-X», текстурированные по всей поверхности; цвет: голубой, синий, фиолетовый; размеры: XS, S, M, L, XL; масса: 3,5 г, 4,0 г, 4,5 г, 5,0 г, 5,5 г, 6,6 г
2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные «AIM-X», текстурированные на пальцах; цвет: голубой, синий, фиолетовый; размеры: XS, S, M, L, XL; масса: 3,5 г, 4,0 г, 4,5 г, 5,0 г, 5,5 г, 6,6 г

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Hebei Titans Hongsen Medical Technology Co., Ltd.

«Хэбэй Тайтенс Хунсэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»

Eastern Industrial Accumulation Zone, Nangong, Xingtai, Hebei, 051800, China


Перчатки предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения различных процедур, как при непосредственном контакте с пациентом (осмотр, забор крови, лабораторные исследования и т.п.), так и при выполнении санитарно-гигиенических процедур.

Используются в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или других санитарных целей, а также при работе с зараженными медицинскими материалами.

Перчатки - нестерильное изделие, предназначенное для однократного применения.

Перчатки нитриловые выпускаются в следующих размерах: XS, S, M, L, XL, с полностью текстурированной или текстурированной на пальцах поверхностью, неопудренные (см. информацию на упаковке).

Перчатки изготавливаются пятипальными, бесшовными, со всеми пальцами, расположенными в одной плоскости. Перчатки универсальны, без разделения на правую и левую руку, с текстурным рисунком, нанесенным по всей поверхности перчатки или на пальцах. Края перчаток закатаны в валик. Толщина валика не более 2,50 мм.



Нитриловые перчатки



## Виниловые перчатки



## Комплектность поставки

Наименование	Кол-во.
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные «AIM-X» одного варианта исполнения и одного размера	100 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Потребительская упаковка	1 шт.

Перчатки укладывают в групповую упаковку, представляющую собой картонную коробку размером 235x125x68 мм и массой 65 г.

Упакованные в групповую упаковку перчатки, укладывают по 10 шт. в транспортную тару, представляющую собой коробку из картона размером: 365x265x255 мм и массой 350 г.

### Масса транспортной тары:

Брутто, не более – 7,6 кг±10%.

Нетто, не более – 6,6 кг±10%



Перчатки применяются в помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от – 18 °C до + 50 °C;
- относительная влажность воздуха: 35 – 85 %;
- атмосферное давление: 84,0 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Срок годности перчаток - 2 года.

Имеется РУ.

