


Иммунохроматографические тест-системы для выявления в крови антител к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) с использованием наночастиц коллоидного золота, производство Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd, Китай.

Тест-системы поставляются в упаковках по 20 наборов, расфасованных в индивидуальные герметичные пакеты. Каждый тест содержит 1 тест-кассету и 1 пакет с осушителем

Модель	Тест-кассета	Пипетка	Инструкция	Раствор
20тестов/набор	20тестов	20	1	1* 2.5ml

Материал: 10 мкл сыворотки или плазмы, 20 мкл цельной крови (венозной или капиллярной).



- Выявление антител IgM/IgG производится квалифицированным медицинским персоналом с применением набора реагентов, зарегистрированного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, методом иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом.
- Позволяет получить результат через 15 минут и выявлять как заболевших, так и перенесших коронавирусную инфекцию: антитела IgM обнаруживаются в крови через 3-6 дней после начала заболевания, IgG – через 8-10 дней до нескольких месяцев.
- **Чувствительность:** 98,9%
- **Специфичность:** 97,6%
- Имеется РУ.
- В наличие на складе в количестве 12 000 шт.